



高齢者様が、誤嚥による苦しみをあじわうことなく
幸せのままご自身の口で食物を咀嚼しながら栄養
補給して、日々を過ごして頂くことを願って開発
した商品が弊社の一押し『タン練くん』です。

ご使用にあたって

- 上を向いて飲まないでください。
- 本品は窒息事故(餅やその他の食品による)を防止できるものではありません。
- 分解して洗った後、矢印を合わせてから組み立て、矢印を上にしてお使いください。
- お手入れの時は食器用洗剤、つけ置き用洗剤、または哺乳瓶用のものをご使用ください。
- 飲み込みが弱っている方は何も入れずにトレーニングを始めてください。
- はじめから大容量タイプ(グリーン)をお使い頂くと、鍛える前なので誤嚥しやすいため、小容量タイプ(ブルー)からお試し頂くことをおすすめします。
- じゅうぶんに見守りができる環境下でご使用ください。
- 先端の吸穴や空気弁が張り付いていると、吸っても出なくなることがありますので、お手入れを欠かさないようにしてください。
- ニップル(乳首)は消耗品です。
- ご使用中に使用者様がむせた場合はご使用を中止するか、落ち着くのを待ってから続けてください。
- 内容物が減ってきましたら、顔は正面を向いた状態で、ボトルの底を持ち上げてください。
- 飲み込んだ後にのどの動きを数秒止めると効果が高まります。
- 効果には個人差があります。
- 本品は嚥下カトレーニングボトルです。水分や栄養摂取などに長くお使い頂くと、嚥下力のさらなる向上につながります。

このような方には見守りが必要です

- 起こして飲ましてあげる必要がある、寝たきりの方
- 食事がほとんどできなくなっている方
- ゼリー食やミキサー食などの流動食を召し上がっている方
- 飲み込みの筋肉にマヒのある方

- 禁忌症: 終末期、パーキンソン病、ALSの方は使用しないでください。

本品は医療用器具ではありません。